



Dr.pen Ultima M7S BEZPRZEWODOWY Dermapen do mezoterapii 2020

Nr katalogowy: M7S

Kod EAN: 6978019572020

Producent: Attom Tech EU

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

249,00 PLN

Opis produktu

Dr.pen Ultima M7S BEZPRZEWODOWY Dermapen do mezoterapii

□ **Regulowana antypoślizgowa tarcza:** Uchwyt ma antypoślizgową, regulowaną budowę, wyposażony w jeden, można dopasować długość wkładu w zakresie 0-2,5 mm. Konstrukcja bagietowa zapewnia, że wkład może być mocno zablokowany na maszynie.

□ **Wyświetlacz LED Light Gear Speed:** Maszyna do mikroigłowania ma 5 poziomów regulacji, każdy poziom odpowiada różnym potrzebom.

□ **skorzystaj z: Dr Pen M7S** może być używany bezprzewodowo (z akumulatorem) lub z przewodem, oba dołączone. Wystarczy na koszt wstrzykiwacza do skóry i zastąpić wkład przed zabiegiem.

□ **Wiele zastosowań:** Zintegrowane opakowanie i schowek, mocniejszy transport, wygodniejszy do przenoszenia i oszczędzania. Można stosować na ciele, twarzy, oczach, nogach, ramionach, dłoniach i głowie w domu.

□ Popraw różnorodny problem skóry

- Wzrost włosów
- Marszczyć

- Pieg
- Trądzik
- Duże pory
- Rozstępy

☐ Jak używać elektrycznego pióra do mikronakłuwania?

1. Użyj środka oczyszczającego do twarzy, aby oczyścić twarz i dokładnie ją osuszyć.
2. Nałóż na skórę esencję/odpowiednie produkty do pielęgnacji skóry
3. Wybierz odpowiedni rodzaj wkładu i zamontuj go na piórze do mikronakłuwania
4. Obróć pokrętkę, aby ustawić odpowiednią długość wkładu (sugerowana długość to 0,25 mm).
5. Uruchom przełącznik i wybierz odpowiedni stopień prędkości/fototerapii LED.
6. Używaj mikronakłuwacza do zabiegów na skórze, kontrolując siłę nakłucia.
7. Nałóż maseczkę na 15-20 minut
8. Nałóż krem, aby zatrzymać składniki odżywcze i wilgoć

☐ **WAŻNE:** Użyj każdego wkładu tylko RAZ. Zawsze wyrzucaj wkłady po użyciu; NIE nadają się do ponownego użycia. Wielokrotne użycie wkładu może spowodować podrażnienie skóry i inne niepożądane skutki uboczne.

Działanie:

- Zmarszczek mimicznych – stymulacja produkcji kolagenu i elastyny
- Natychmiastowy transport składników aktywnych w głąb skóry
- Całkowita odnowa wszystkich funkcji skóry
- Polepszenie wspomaganie samo - naprawczych skóry (gojenie się po mikro -nakłuciach)
- Regeneracja skóry własnego podziału komórkowego
- Czucia twarzy
- Poprawa jakości skóry

Zalety:

- Wizualna i zauważalna reakcja w ciągu kilku dni od pierwszego leczenia.
- Krótki czas gojenia.
- Wysoka trwałość.
- Brak siniaków, chorób, przebarwień innych lub innych.
- Bardzo wysoka absorpcja naturalnych składników.
- Zastosowanie metody leczenia wszystkich rodzajów skóry.
- Nakłuwanie skóry bez uszkodzenia lub usunięcia.

Karton może mieć drobne lub większe niedoskonałości Produkt kompletny i zgodny z opisem - Towar nowy opakowanie sfatygowane przez co niższa cena - dziękujemy za wyrozumiałość!