



Irygator do jamy ustnej Środek do czyszczenia z 7 dyszami 1695

Nr katalogowy: 1695

Kod EAN: 755763551695

**Producent: Huaduqu Huacheng Xunqi
guangxueyanjingchang**

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

139,00 PLN

Opis produktu

Irygator do jamy ustnej Środek do czyszczenia przestrzeni między zębami, z 10 stopniami ciśnienia i 7 dyszami, wodoszczelny IPX7, elektryczny irygator jamy ustnej z pojemnikiem o pojemności 600 ml

- Najwyższa wydajność 1700 razy/min, głębsze czyszczenie zębów - w porównaniu ze zwykłą szczoteczką do zębów i nicią dentystyczną, które nie mogą osiągnąć do ukrytych części, irygator może być wyposażony w silnik 1250-1700 razy/min i ciśnienie 120 psi głęboko w ustach, aby oczyścić żywność, usunąć osady i masować dziąsła, zapobiegać powstawaniu plam zębów i zapachu ust. i inne problemy z ustami. Irygator jamy ustnej to idealny środek do czyszczenia zębów dla osób z aparatami ortodontycznymi, implantami, koroną lub kieszonkami dziąseł.
- 10 regulowanych ustawień ciśnienia wody - irygator ustny jest wyposażony w 10 ustawień ciśnienia wody, aby dopasować się do różnych członków rodziny zębów i dziąseł. Prędkość wody można ustawić w zakresie od 1 do 10, aby znaleźć swój poziom komfortu. Niskie ciśnienie 1-3 jest odpowiednie dla dzieci, początkujących i osób z wrażliwymi zębami. Średnie ciśnienie 4-6 dla większości osób. Wysokie ciśnienie 7-10 jest idealne dla doświadczonych użytkowników.

- 7 dysz dentystycznych do użytku rodzinnego - środek do czyszczenia jedwabistego jest dostarczany z 3 zwykłymi końcówkami wysokociśnieniowymi i 5 specjalnymi końcówkami dysz (1 końcówka ortodontyczna, 1 końcówka do czyszczenia języka, 1 końcówka przyzębia, 1 końcówka płytki nazębnej, 1 końcówka szczoteczki do zębów). Irygator do jamy ustnej jest wyposażony w głowicę szczotki obracającą się o 360 stopni i uchwyt z mechanizmem włączania/wyłączania, dzięki któremu można łatwo wyczyścić każdy obszar jamy ustnej i zatrzymać go w dowolnym momencie.
- Zbiornik na wodę o pojemności 600 ml i sprytna konstrukcja do przechowywania - irygator elektryczny ma pojemność 600 ml i zapewnia nieprzerwany przepływ wody przez 90 sekund. Wskazówka: Nie należy samodzielnie podnosić zbiornika na wodę podczas poruszania się, ponieważ w przeciwnym razie można go łatwo odłączyć od irygatora ustnego. Przechowywanie dysz z rowkiem po prawej stronie nici dentystycznej umożliwia higieniczne przechowywanie dysz, aby uniknąć zgubienia.
- Zdejmowany, szczelny irygator do jamy ustnej - zbiornik na wodę wykorzystuje podwójne pierścienie uszczelniające, aby niezawodnie zapobiec wyciekaniu wody. Dzięki zdejmowanej konstrukcji zbiornik na wodę można łatwo wyczyścić. Irygator do ust idealnie nadaje się do użytku domowego lub na rodzinne podróże. Nie musisz robić kilku zakupów, możesz wygodnie i szybko rozwiązać zdrowie zębów całej rodziny i zaoszczędzić na kosztach.
- Technika zastosowania i obsługa - gdy przepływ wody i dźwięki znajdują się pod kątem 90 stopni, zamknij lekko usta, aby zapobiec rozpryskiwaniu się wody, a następnie pozwól wodzie wypłynąć z kąca ust do umywalki. Nasz irygator oralny z certyfikatem FDA, CE, FCC, RoHS itd. umożliwia bezpieczniejsze użytkowanie